



Regefluid®

Sterile Tränenersatzflüssigkeit mit regenerationsfördernden Eigenschaften

Für Tiere: Hunde und Katzen



Zusammensetzung:

Hyaluronsäure (Na-Hyaluronat), Aminosäuren (Glycin, Glutaminsäure, Cystein), Elektrolyte und Spurenelemente (Magnesium, Mangan), Vitamine (B12, PP), Polyhexanid (PHMB), gereinigtes Wasser (steril).

Eigenschaften:

Hyaluronsäure ist ein Mucopolysaccharid mit visco-elastischen Eigenschaften, das als natürlicher Bestandteil in der Muzinschicht des präcornealen Tränenfilms vorkommt. Die Hyaluronsäure in REGEFLUID sorgt für eine gute Haftung der Tränenflüssigkeit (hydrophil) auf der Corneaoberfläche (hydrophob) und ermöglicht dadurch die Bildung eines stabilen Tränenfilms auf der Augenoberfläche.

Die patentierte Verbindung von Aminosäuren, Elektrolyten, Spurenelementen und Vitaminen kommt der Zusammensetzung des natürlichen Tränenfilms sehr nahe und schafft dadurch ein ideales Milieu für die Ernährung und Regeneration der Corneazellen.

Anwendungsgebiete:

Bei Hunden und Katzen:

Zur Befeuchtung von trockenen oder empfindlichen Augen. Schützt die Augen vor Austrocknung durch Umwelteinflüsse. Begleitend zu einer ätiologischen Therapie, um die Regeneration der Corneazellen nutritiv zu unterstützen..

Gegenanzeigen:

Nicht bei Tieren anwenden, die überempfindlich gegen Aminoglykoside oder Natriummetabisulfit sind.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

3 mal täglich 1–2 Tropfen in den Bindehautsack einträufeln. Um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden sollte dabei ein direkter Kontakt mit dem Auge oder der Haut des Tieres vermieden

und das Fläschchen nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung:

keine

Lagerung und Haltbarkeit:

- Das Medizinprodukt darf nur bis zu dem auf der Verpackung aufgedruckten Datum verwendet werden.
- Nach Anbruch der Packung ist das Präparat vorzugsweise im Kühlschrank aufzubewahren und maximal 3 Wochen haltbar.

Sonstige Hinweise:

Bei lokaler Anwendung eines weiteren Augentherapeutikums soll jeweils ein Applikationsintervall von mindestens 5 Minuten eingehalten werden.

REGEFLUID soll immer zuletzt verabreicht werden.